



BTI® START MODUL

Implantologija za početnike kroz BTI® implantološki sistem

Cilj tečaja je pružiti polaznicima, doktorima dentalne medicine, čvrste temelje oralne implantologije kroz jasno strukturiran program koji obuhvaća dijagnostiku, planiranje, kirurške postupke i osnovne protetske principe. Tečaj je namijenjen stomatolozima početnicima koji žele sigurno i samouvjereno započeti s jednostavnijim implantološkim slučajevima u svojoj ordinaciji. Izvedba edukacije temelji se na kombinaciji teorijske nastave i praktičnog rada. Kroz predavanja, demonstracije i hands-on vježbe na modelima, polaznici savladavaju pravilne protokole bušenja, planiranje i dijagnostiku, postavljanje implantata, upravljanje mekim tkivima te osnovne protetske korake. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje anatomije, prepoznavanje rizika i prevenciju komplikacija. Praktični pristup omogućava da polaznici nakon tečaja steknu samopouzdanje i operativnu sigurnost u jednostavnim kirurškim postupcima te prikazati kada i zašto koristimo protetske komponente direktno i indirektno na implantatima, cementirane veze i vijkom retinirane te koje su prednosti i indikacije pojedinog načina rada. U radionici polaznici će uz pomoć mentora, na modelu čeljusti, moći postaviti različite kombinacije protetskih radova na već ugrađenim implantatima, prema unaprijed definiranom protokolu rada. Nakon tečaja polaznici će razumjeti razlike između direktnih i indirektnih konstrukcija na implantatima, vijkom retiniranih i cementiranih protetskih rješenja, prednosti i nedostatke pojedinih tehnika, odnosno, kada i zašto koristimo pojedina protetska rješenja. Također, razumjeti će protokole u radu klasičnim otiskivanjem kao i digitalni tijek rada - koristeći intraoralni skener, te suradnja s dentalnim laboratorijem. Polaznici će nakon ove edukacije znati jasne razlike PRGF® Endoret® tehnologije i drugih sustava za dobivanje krvne plazme, kada i gdje upotrijebiti plazmu bogatu faktorima rasta te kakve rezultate mogu očekivati.

PREDAVAČI:

1. Prof. dr. sc. Ivan Galić, specijalist oralne kirurgije
2. Msc. Tomislav Flegar, dr.med.dent.

DATUM: 18.–19.04.2026.

BROJ POLAZNIKA: 10 -12

MJESTO ODRŽAVANJA: Le Méridien Lav, Grljevačka, 2A, Podstrana, 21312, Split

PRIJAVE:

Silvija Vučković

T: + 385 1 5801 302

T: + 385 91 3873 650

E: s.vuckovic@interdent.hr

CIJENE KOTIZACIJE:

Rana kotizacija do 10.04.2026.: **750,00 EUR + PDV**

Kasna kotizacija od 11.04.2026.: **850,00 EUR + PDV**

**cijena uključuje potrebne materijale, kava pauze, ručkove i zajedničku večeru.*





bti
Human
Technology

9.00-9.15	OKUPLJANJE, UVODNA RIJEČ		
	DAN 1 – TEMELJI, NAČELA I UPOZNAVANJE IMPLANTOLOGIJE KROZ BTI® IMPLANTOLOŠKI SUSTAV		
9.15.-10.45	1. Anatomija i biologija relevantna za implantologiju - Anatomija gornje i donje čeljusti - Mehanizmi prepoznavanja i izbjegavanja anatomskih rizika - Biologija i razumijevanje procesa oseointegracije 2. Osnove planiranja slučaja - dijagnostika i planiranje - Klinički pregled pacijenta - odabir pacijenta: Indikacije i kontraindikacije – slučajevi prikladni za početnike - Procjena koštanog volumena i kvalitete, procjena mekih tkiva - Digitalno planiranje (CBCT), identifikacija vitalnih struktura na snimci - Izrada individualnog terapijskog plana	14.45.-15.30	7. Praktični dio – PRGF® Endoret® radionica Radionica- Prikaz dentalnog protokola i produkata - Pripremni klinički protokol PRGF a - Priprema fibrinske membrane - Priprema ugruška - Priprema tekuće plazme - Priprema autolognog koštanog transplantata - Tehnike pripreme plazme s autolognim i ksenografnim materijalom
10.45-11.00	KAVA PAUZA	15.30.-15.45	KAVA PAUZA
11.00-11.45	3. Sterilnost i implantološki kirurški protokol - Aseptična tehnika i instrumentarij - Higijenski protokoli za tim - Dizajn režnja i šivanje: Kako otvoriti režanj i koje tehnike šivanja koristiti 4. Komplikacije i njihovo zbrinjavanje - Intraoperativne komplikacije - Postoperativne komplikacije (infekcija, periimplantitis – osnove prevencije)	15.45.-16.15	8. Planiranje i dijagnostika u BTI® softveru za planiranje – BTI®SCAN® 4
11.45.-13.00	5. BTI® implantološki sustav - Pregled BTI® implantološkog sustava te indikacije implantata CORE®/CORE-X® linije – odabir implantata - Dizajn implantat CORE®/CORE-X® linije - Distribucija sila - Važnost površine implantata u procesu oseointegracije i prevenciji periimplantitisa - Kako riješiti vertikalnu resorpciju bez vertikalne augmentacije? Minimalno invazivan pristup.		ZAJEDNIČKA VEČERA
13.00-14.00	PAUZA ZA RUČAK	9.00-11.00	DAN 2 – BTI® IMPLANTOLOŠKI SUSTAV I PROTETIKA NA IMPLANTATIMA
14.00-14.45	6. PRGF® Endoret® - Biološki aspekti PRGF® Endoret® tehnologije - Mehanizam djelovanja - Klinička primjena PRGF® Endoret® tehnologije u oralnoj kirurgiji, implantologiji - Važnost savršene koncentracije faktora rasta - Različite formulacije Endoret®(PRGF®) a i njihove indikacije - Smjernice za profitabilno korištenje tehnologije - PRGF u praksi mogućnosti i ograničenja. Optimizirani protokoli - PRGF i postekstrakcija rana - PRGF i postavljanje implantata - PRGF i cijeljenje mekih tkiva	11.00-11.15	1. Protetska rješenja BTI® sistema : Bioblock® koncept i imedijatno opterećenje - Digitalne i analogne tehnike otiskivanja u dentalnoj implantologiji – klasično otiskivanje i suradnja s dentalnim laboratorijem - Odabir odgovarajuće protetske suprastrukture – protetika direktno na implantatima vs. protetika indirektno na implantatima (BioBlock koncept). - Odabir materijala za protetske nastavke - Protetski rad na cementiranju - Vijkom retinirani nadomjesci - Rad na lokatorima
		11.15.-12.30	KAVA PAUZA - Distribucija sila na implantatima i Bioblock® koncept, imedijatno opterećenje - Biomehanički i biološki koncept za prevenciju periimplantitisa i uspjehnost implantološke terapije
		12.30.-13.30	PAUZA ZA RUČAK
		13.30-15.00	PRAKTIČNI DIO – RADIONICA RADIONICA UGRADNJE IMPLANTATA - Protokoli bušenja – biološko bušenje, upoznavanje s kirurškim setom i sastavnim dijelovima - Tehnike rezova i pristupa - Postavljanje implantata u modele svinjske čeljusti - Upravljanje mekim tkivima - Primarna stabilnost – što je ključno - Suturing tech: primarne kirurške šavove, jednostruki, madrac šav
		15.30.-16.00	RASPRAVA, Q&A, PODJELA DIPLOMA

